

Cepillo para lavado de endoscopio 240cm



IDENTIFICACION DE PRODUCTO Y FABRICANTE

MARCA: ALTON

MODELO: AF-D2423WB

PROCEDENCIA: CHINA

CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO 13485 / CE / FDA

PRESENTACIÓN: UNIDAD

USO/BENEFICIOS: SE UTILIZA PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y EFICAZ DE ESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Cepillo para limpieza de endoscopio, punta de bola, cerda de nylon, longitud total 240 cm de largo. Canal de trabajo de 2.8mm, dureza ideal del cepillo para la limpieza profunda y eliminación de residuos contaminantes. Descartable.

