



VersaOne™ trocar óptico

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Código	Descripción	Cantidad por caja de envío
ONB5SHF	VersaOne™ trocar óptico de 5 mm, cánula de fijación corta (70 mm)	6 unidades por caja
ONB12SHF	VersaOne™ trocar óptico de 12 mm, cánula de fijación corta (70 mm)	"
ONB5STF	VersaOne™ trocar óptico de 5 mm, cánula de fijación estándar (100 mm)	"
ONB11STF	VersaOne™ trocar óptico de 11 mm, cánula de fijación estándar (100 mm)	"
ONB12STS	VersaOne™ trocar óptico de 12 mm, cánula lisa estándar (100 mm)	"
ONB12STF	VersaOne™ trocar óptico de 12 mm, cánula de fijación estándar (100 mm)	"
ONB15STF	VersaOne™ trocar óptico de 15 mm, cánula de fijación estándar (100 mm)	"
ONB5STF2C	VersaOne™ trocar óptico de 5 mm, cánula de fijación estándar (100 mm) envase doble	"
ONB5LGF	VersaOne™ trocar con cuchilla de 5 mm, cánula de fijación larga (150 mm)	"
ONB11LGF	VersaOne™ trocar con cuchilla de 11 mm, cánula de fijación larga (150 mm)	"
ONB12LGF	VersaOne™ trocar con cuchilla de 12 mm, cánula de fijación larga (150 mm)	"

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Cánula	■ Poliamida transparente ■ Poliisopreno (caucho sintético) ■ Elastómero termoplástico C-Flex ■ Polietileno de alta densidad (HDPE) Marlex 9006 ■ Aceite de silicona
Obturador	■ Poliamida transparente ■ Acrilonitrilo butadieno estireno ■ Elastómero termoplástico Versaflex

DIMENSIONES

Longitud del trocar	Corta	70 mm
	Estándar	100 mm
	Larga	150 mm

ENVASADO (APLICABLE A TODOS LOS CÓDIGOS)

	Material	Cdad.
Embalaje exterior	Caja de cartón	1
Envase interior	Bolsa blanda transpirable Tyvek®	6

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Dimensiones de la caja de envío (cm)
ONB5SHF, ONB5STF	L 30,5 x W 12,7 x D 12,7
ONB5LGF, ONB5STF2C	L 36,8 x W 12,1 x D 14,0
ONB11STF, ONB12SHF, ONB12STS, ONB12STF, ONB15STF	L 22,9 x W 12,3 x D 26,7
ONB11LGF, ONB12LGF	L 28,2 x W 12,3 x D 26,7

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIa de acuerdo con el anexo II.3 de la directiva europea 93/42/CEE

Medtronic

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal, 11
Madrid 28050
España
Tel: +34 91 625 04 00
Fax: +34 91 650 74 10

Medtronic Ibérica S.A.
World Trade Center Almeda Park,
Pça. De la Pau s/n Edificio 7, planta 3ª,
08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona,
España
Tel: +34 93 475 86 10
Fax: +34 93 477 10 17

IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones

Productos sanitarios con marcado CE conformes al Real Decreto 1591/2009.

© 2019 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. TM* Las marcas de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa Medtronic.
19-weu-versaone-optical-ts-sept19-3588034-es

[medtronic.com/covidien/es-es/index.html](https://www.medtronic.com/covidien/es-es/index.html)