

biopsy valves & irrigation accessories



Escudo Biológico® válvulas y accesorios de riego biopsia

Es casi imposible limpiar manualmente, desinfección, enjuague y seque válvulas de biopsia. válvulas de biopsia reutilizados pueden convertirse en fugas y potencialmente albergar patógenos peligrosos. Escudo Biológico® válvulas de biopsia son desechables - que ofrece una protección sin igual para los pacientes y los profesionales sanitarios. Una solución innovadora a sus necesidades de riego y las preocupaciones de contaminación cruzada, todas BioShield® válvulas y accesorios de biopsia son desechables - proporcionar mayor comodidad, el valor y la paz de la mente.

Olympus y Fujinon (serie G5 y posteriores) compatibles



Escudo Biológico® válvula de biopsia w / adaptador de irrigación universales



De un solo uso diseño elimina las preocupaciones de contaminación cruzada asociados con válvulas reprocesados. Se entrega con el adaptador universal de irrigación, este producto ofrece la máxima comodidad.

Número de producto	descripción	adaptador de calibre	longitud adaptador (cm)	unidades / caja
00711132	Olympus / Fujinon	15	2.54	50



Escudo Biológico® irrigador



Con una línea de irrigación para la irrigación de acceso remoto y una fácil conexión a una jeringa o una bomba de agua cuando se utiliza en conjunción con nuestro tubo de extensión de la bomba universal de agua opcional.

Número de producto	descripción	riego longitud de la línea (cm)	unidades / caja
00711133	Olympus / Fujinon	30.5	50



Escudo Biológico® La biopsia de la válvula - economía



Embalaje individual válvulas de biopsia en una cantidad mayor para el valor máximo.

Número de producto	descripción	unidades / caja
00711135	Olympus / Fujinon	100



Escudo Biológico® biopsia válvula - CPRE (¡NUEVO!)



Un solo uso, diseño estéril reduce la fuga durante casos CPRE-alambre largo y protege al paciente contra el potencial de contaminación cruzada.

Número de producto	descripción	unidades / caja
00711138	Olympus / Fujinon	25

Pentax compatibles



Escudo Biológico® La biopsia de la válvula - economía

Embalaje individual válvulas de biopsia en una cantidad mayor para el valor máximo.

Número de producto	descripción	unidades / caja
00711136	Pentax	100



Escudo Biológico® irrigador

Con una línea de irrigación para la irrigación de acceso remoto y una fácil conexión a una jeringa o una bomba de agua cuando se utiliza en conjunción con nuestro tubo de extensión de la bomba universal de agua opcional.

Número de producto	descripción	riego longitud de la línea (cm)	unidades / caja
00711137	Pentax	30.5	50

Medios de irrigación universales



Adaptador universal de riego

Para su uso con todas las válvulas de biopsia, este adaptador universal maximiza el riego directo, intraprocedimiento.

Número de producto	longitud adaptador de calibre adaptador (cm)	unidades / caja
00711131	15 2.54	50



tubo de extensión bomba de agua universal

Extensión de tubería para complementar el 00711133 o 00711137 (BioShield® irrigador) y el 00711510 o 00711511 (BioVac® dispositivo de succión directa) para el control de pedal de manos libres.

Número de producto	longitud (cm)	unidades / caja
00711134	180	50