

gynocular

hecho en Suecia

El Gynocular™ fue desarrollado para hacer que un examen cervical cómodo y accesible para todos los profesionales de la salud.

Siendo conveniente y accesible para todos los entornos de salud del mundo.

El Gynocular™ cuenta con óptica de última generación y tecnología LED. Es liviano y cabe fácilmente en un bolsillo o en una bolsa pequeña, lo que convierte al Gynocular™ en el primer colposcopio verdaderamente portátil del mundo.

Las características incluyen:

- Funciona con batería (2 horas de tiempo de trabajo/carga);
- Luz de filtro de rojo/verde;
- De mano o usado con un trípode;
- Probado clínicamente en Suecia, Bangladesh y Uganda;
- Aprobado por la FDA de EE.UU. y certificado CE;
- Tecnología y marca patentada
- usar con un adaptador de teléfono inteligente para capturar imágenes digitales.

Especificaciones técnicas

Distancia focal 300 mm

Peso 480g

Aumento	5x	8x	12x
Campo de visión (mm)	40	30	20
Resolución	25	40	60
Profundidad de enfoque (mm)	9	5	2.5



www.grupoatix.com

Correo electrónico: lfrodas@grupoatix.com

Teléfono: +593 (07) 2109060

Celular +593 964107375

Una innovación por **gynius**