

Sistema Kendall SCD™ Compresión Secuencial Fundas Comfort


Clínicamente probado. Ahora, confortabilidad demostrada.



Su colaborador en la prevención de la TVP.

Las fundas Comfort del sistema de compresión Kendall SCD™ han sido diseñadas para mejorar el confort y aumentar el nivel de cumplimiento de la profilaxis mecánica ¹.

Factores que provocan al disconfort del paciente:



Sudoración y calor

Los nuevos orificios de ventilación, dispuestos también en las cámaras, y el tejido interno transpirable facilitan la evaporación del sudor, permiten la entrada de aire y mantienen la piel fresca y seca.



Picor

El tejido interno de las fundas está compuesto por fibras muy finas, de textura muy suave y transpirable, que aumentan el nivel de confort del paciente.



Presión

La nueva geometría innovadora de las cámaras facilitan una distribución homogénea de la presión.



Irritación cutánea

El diseño de la funda tipo almohada, disposición por capas, ayuda a reducir la irritación de la piel y permite deslizamiento libre de las capas cuando el paciente cambia de posición en la cama.



Referencia Clínica:

1. Conway D et al. A controlled study evaluating a newly designed sequential compression comfort sleeve in hospitalized patients. Presented at the Academy of Medical-Surgical Nurses (AMSN), 22 October, 2010, in Las Vegas, USA.

Para más información contactar con:
Info.PatientRecovery@cardinalhealth.com

Cardinal Health Spain
Avda. De Europa 14, 1º Planta
Networkia Business Centre
28108 Alcobendas (Madrid), España

Todas las fundas Comfort para Sistema de Compresión Secuencial Kendall SCD™ están indicadas para la prevención de la Enfermedad Tromboémbolica Venosa (TVP y EP).

Información para pedidos

Fundas Comfort modelo Rodilla para Sistema Kendall SCD™

Referencia	Talla	Perímetro Gemelo	Uds/Caja
74021	Pequeña	hasta 35,6 cm	5 pares
74022	Mediana	35,6 cm a 53,3 cm	5 pares
74023	Grande	53,3 cm a 66,0 cm	5 pares

Fundas Comfort modelo Muslo para Sistema Kendall SCD™

Referencia	Talla	Perímetro Muslo	Uds/Caja
74010-	Extra Pequeña	hasta 40,6 cm	5 pares
74011	Pequeña	40,6 cm a 55,9 cm	5 pares
74012-	Mediana	55,9 cm a 71,1 cm	5 pares
74013	Grande	71,1cm a 91,4 cm	3 pares

Fundas Comfort modelo Kambia (convertibles de muslo en rodilla)

Referencia	Talla	Perímetro Muslo	Uds/Caja
74041	Pequeña	40,6 cm a 55,9 cm	5 pares
74042	Mediana	55,9 cm a 71,1 cm	5 pares
74043	Grande	71,1 cm a 91,4 cm	3 pares

IMPORTANTE: Antes de la utilización de cualquier dispositivo médico, revise las instrucciones de uso y todo el etiquetado relevante con especial atención a las indicaciones, contraindicaciones, acontecimientos adversos, procedimientos recomendados, advertencias y precauciones. Solo para Profesionales Sanitarios. Producto conforme al Real Decreto 1591/2009

© 2019 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. CARDINAL HEALTH, el LOGO Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE y KENDALL SCD son marcas registradas o marcas registradas de Cardinal Health. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares. 08/2019. 2PATR18-797953 -ES